

Timer setting “RODAC-WEIGHT” – Code n. 15496 INSTRUCTIONS MANUAL



International PBI S.p.A. Via Novara, 89 – 20153 Milano – Italy – Tel + 39 02 48779-1 – Fax + 39 02 40090010
E-mail: info@internationalpbi.it – www.internationalpbi.it

INSTRUCTIONS MANUAL

READ CAREFULLY THIS HANDBOOK

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the device just for the indicated purposes.
- The Device must be correctly installed according to manual instructions, before starting any operation.
- Never disconnect the device pulling electrical cable from the socket; .
- Replace immediately electrical cable when damaged ; never use a damaged or worn electrical cable.
- On removing the item connected to the electrical system pay attention to the electrical connection cable
- Always disconnect from electrical system on:
 - A. Repairing or maintenance; these operations must be carried out by qualified staff;
 - B. Keep the unit clean;
 - C. Use original spare parts and accessories for any replacement;
- Do not use this device in the presence of gaseous explosive.

INSTALLATION GENERAL CAUTION



CAUTION

When the electrical system socket is not compatible with device socket, replace it paying attention to codified cable colours.



CAUTION

Be aware that the voltage and frequency of the electrical system are available with device electrical income.

The device must be connected to a ground wire. For any question please contact an electrician.



CAUTION

Before starting-up the device be sure that ventilation grids are totally free to operate and not covered by any barriers.

INDEX

1. Description	pg. 4
2. Time setting	pg. 4
3. Sliding of timer	pg. 4
4. Sliding of a contact plate	pg. 4
5. Sterilization	pg. 4

1. DESCRIPTION

MINUTES
LCD DIGITAL DISPLAY
SECONDS

MINUTES BUTTON
SECOND BUTTON
START/STOP BUTTON

Back
BATTERY COVER
MAGNET



2. TIME SETTING

10 seconds contact time setting

1. Press the “second” button and keep it depressed until reaching the figure 10 on the digital display.
2. Push the start/stop button once to begin the countdown.
3. When the timer counts down to “00” a beeping alarm will sound. It will continue for 30 seconds or until the timer is turned off by pressing start/stop button.
4. The setting of 10 seconds is memorized and the cycles can be repeated as often as desired.
5. The timer uses a 1,5 G-13 battery.

3. SLIDING OF TIMER

The timer must be pressed in its rail-housing and fixed (if necessary) by the fixing side screw.

4. SLIDING OF A CONTACT PLATE

The contact plate, complete of lid, must be slided on the other side of the “Rodac-Weight”.
The position of fixing pins can be adjusted for contact plate of different producers.

5. STERILIZATION

The “Rodac-Weight” may be sterilized by autoclaving (the timer is not autoclavable!).

**To the attention of: Technical department International pbi S.p.A.
Via Novara, 89 - 20153 - Milano - Tel + 39 02/48.779.1-Fax +39 02/400.900.10**

AUTHORISATION RETURN NUMBER TO BE ASKED TO THE EXPORT DPT

Company:		
Address:		
City:	Zip Code	State
Phone	Fax	Email
Name to contact:		
Lab/Division:		
<input type="checkbox"/> return	<input type="checkbox"/> request of technical service	
Equipment:		
Model	Serial Number:	
for <input type="checkbox"/> calibration	<input type="checkbox"/> repair	<input type="checkbox"/> other (specify)
NOTE OF MALFUNCTIONING		
<input type="checkbox"/> ELECTRICAL PART		
<input type="checkbox"/> ELECTRONICAL PART		
<input type="checkbox"/> MECHANICAL PART		
<input type="checkbox"/> HYDRAULICS PART		
NOTES:		
ATTENTION: THE INSTRUMENT MUST BE SENT TO INT.PBI C/O STATIM VIA SAN GIUSTO 85 20153 MILANO ITALY		
SIGNATURE	NAME	DATE

SCHEDA DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O TARATURA DI STRUMENTI DA LABORATORIO / DECONTAMINATION FORM: LABORATORY INSTRUMENT DECONTAMINATION PROCEDURE



IMPORTANTE! / WARNING

LO STRUMENTO NON VERRA' ACCETTATO QUALORA INVIATO PRIVO DI QUESTA SCHEDA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI / The laboratory instrument will not be accepted if this form is not completely filled in.

Tipo strumento/Instrument identification

Nome/Name..... Modello /Model.....

Cod. pbi /Pbi Catalogue No..... N. Serie /Serial Number.....

**A. A quali delle seguenti sostanze è stata esposta esternamente o internamente questo strumento?
A. At which of the following products the instrument has been internally or externally exposed?**

- | | |
|--|---|
| <p>① SANGUE, LIQUIDI BIOLOGICI, SOSTANZE PATOGENE?
<i>Blood, biological fluids, pathological specimen?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes
Quale? Which?.....</p> | <p>④ SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PER LA SALUTE / <i>Chemicals or substances dangerous to health?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes
Quale? Which?.....</p> |
| <p>② ALTRE SOSTANZE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO BIOLOGICO?
<i>Other biological risk products</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes
Quale? Which?.....</p> | <p>⑤ SOSTANZE RADIOATTIVE/<i>Radioactive material</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes
Indicare il tipo e la quantità di isotopi ed i controlli eseguiti per l'attività residua / <i>Description of the contaminant material.</i>
.....
.....</p> |
| <p>③ SOSTANZE BIODEGRADABILI POSSIBILI CAUSE DI RISCHIO?
<i>Biodegradable materials that could become a hazard?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes</p> | <p>⑥ ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE/ <i>Other dangerous substances</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO/No <input type="checkbox"/> SI/Yes
Quale/ Which?.....</p> |

B. Descrivere in dettaglio il tipo e la quantità delle sostanze contaminanti sopra specificate: /Description of the contaminant material

.....

C. Descrivere il metodo di decontaminazione utilizzato: Description of the applied decontamination method

.....

DICHIARO CHE LO STRUMENTO E' STATO DECONTAMINATO E CHE NON SUSSISTONO PERICOLI DA RISCHIO BIOLOGICO O RADIOATTIVO PER LE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO E /O ALLA SUA MANIPOLAZIONE /*I declare that the laboratory instrument has been duly decontaminated and there are no biological or radioactive dangers for all the people involved in the transfer, manipulation, repair of it.*

Cognome / Surname..... Nome/Name.....

Azienda / Company.....

Incarico / Position.....

Indirizzo / Address.....

CAP/Zip Località / City..... Prov. Country.....

tel. fax

Data / Date..... Firma del dichiarante / Signature.....

mod. bonifica rev. 0 del 04/02/03

WARRANTY

WARRANTY CONDITIONS

International PBI warrants this product to be free of defects in materials and functionality
The repairs will be effected by International PBI or by authorized dealers as follows:

- Faulty components free replacement
The labour is always at customer's expense
- The equipment will be sent at buyer's expenses and risk and the return will be ex-works
- This warranty does not apply to damages resulting from tamperings, abnormal use and installation and does not cover transport damages
- International PBI shall not be liable for any commercial damages, whether incidental, consequential or otherwise derived from the use of instruments

ATTENTION

TO OUR NEW CUSTOMER

As a user of our equipment you are covered for a 12 months guarantee for all spare parts as a result of mechanical failure of the machine during normal use. In order to provide you with first class service, it is essential for us to know all your references and which equipment you have. We kindly ask you therefore to fill in the attached guarantee and return the card to us by first class mail.

A NOTRE NOUVEAU CLIENT

En tant que utilisateur de notre appareil vous êtes couvert par une garantie de 12 mois pour toutes pièces de recharge eventuelles resultant de défauts mecaniques en utilisation normale. Dans le but de vous fournir un service impeccable il est essentiel que nous sachions qui vous êtes, ou vous êtes situes et quel equipment vous possédez. Voudriez vous remplir cette carte de garantie et nous la retourner.

Le service PBI peut vous proposer un service d'entretien vous assurant un fonctionnement parfait rapide en cas de panne.

Votre distributeur local peut vous fournir tous renseignements au sujet de ce contrat d'entretien et des prix appliqués.

FUR UNSERE NEUEN KUNDEN

Für Benutzer unserer Apparate sind alle ersatzteilen die sich aus mechanischen Fehlern in normalen Gebrauch ergeben., für zen Monate garantiert.

Damit wir Ihnen einem erstklassigen Service dienen können, ist es unbedingnotwending, dass wir wissen wo Sie sind und welches Gerat Sie haben. Darum bitten wir Sie, die beiliegende Garantiekarte auszufüllen, und Sie uns per Post zuzuschicken.

PBI bietet Ihnen auch einen vorbeugenden Kundendienst, um dafür zu sorgen, dass Ihre Apparate zu allen Zeiten in Ordun sind, dass Sie regelmässig kontrolliert werden, einen Express –Krisen-Service, wenn ein Apparat ausfällt.

Ihr Verkaufs Agent hat alle Details des Service Kontraktes und kann Ihnen Preise offerieren.

A TODOS NUESTROS NUEVOS CLIENTES

El equipo adquirido por Vd. Está garantizado por doce meses contra cualquier defecto de fabricación que pudiera producir avería durante el uso normal. Con el fin de poderle ofrecer un servicio eficiente, es esencial que sepamos su nombre o razón social, dirección y equipo adquirido. Para ello, rogamos que por favor rellene el certificado de garantía adjunto y nos lo envíe por correo certificado.

PBI también puede ofrecer un servicio postventa de mantenimiento preventivo para mantener el perfecto estado de funcionamiento de su equipo, así como ofrecerle una atencion normal y un rapido servicio en el caso de que su equipo falle.

DECLARATION OF CONFORMITY

International pbi S.p.A.
Via Novara, 89 - 20153 Milano

HEREBY DECLARES

under its sole responsibility that the following product

Timer setting “Rodac-Weight” Code: 15496

- ◆ the following harmonized standards have been applied
EN 61010-1/2001, EN 61326-1/2000

- ◆ EC Directive 2002/95/EC of the European Parliament: “Restriction of the use of certain hazardous substances” (RoHS) for electric and electronic devices

The EC RoHS Directive has been released for the restriction of the use of certain hazardous substances in electric and electronic devices and basically says that with July 1st 2006 new productions of electric and electronic devices may not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl (PBB), respectively polybrominated diphenylether (PBDE).

As a consequence of this EC Directive we have to introduce unleaded technology in our production and we have to make adaptations concerning the use of lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, PBDE according to the defined permissible values. The adaptation of our products to the RoHS conformity is confirmed.

- ◆ EC Directive 2002/96/EC of the European Parliament: “Disposal of old products”

Our products are designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused according to the EC Directive 2002/96/EC. The user should inform himself about the separate collection system for electrical and electronic products. He should act according to the local rules and do not dispose of the old products with the normal household waste. The correct disposal of old products will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

- ◆ and conforms with the technical requirements of the following directives
Machines directive 98/37/CEE; Low voltage directive 73/23/CEE
Electromagnetic compatibility directive 89/336/CEE



Il Presidente
Roberto Ligugnana

Milano 2008